

Sistema per la gestione insulinica
Omnipod DASH®



Archie H.
PODDER™ DAL 2017

Vivere la libertà grazie alla gestione della terapia con il Pod

SEMPLIFICA L'EROGAZIONE DI INSULINA.
SEMPLIFICA LA TUA VITA.

omnipod®
DASH®

Semplice e discreto

Domande?

**PUOI CHIAMARCI
QUANDO VUOI A
0800 897618[†]
(DALL'ESTERO
+ 41 44 585 9019)
OPPURE VISITARE IL SITO**

WWW.OMNIPOD.COM >

Alexis B.
PODDER™ DAL 2013





1

Un Pod senza tubi e impermeabile*

Liberati dalle iniezioni giornaliere, dall'ingombro dei tubi e da compromessi sull'abbigliamento.

2

Un Personal Diabetes Manager (PDM) con touchscreen

Erogazione di insulina in modo discreto, con pochi tocchi delle dita.

*Il Pod è impermeabile fino a 7,6 metri e fino a un massimo di 60 minuti (IP28). Il PDM non è impermeabile. L'immagine della schermata è puramente esemplificativa e ha solo valore illustrativo.

Facile come contare da 1 a 3

Domande?

**PUOI CHIAMARCI
QUANDO VUOI A
0800 897618[†]
(DALL'ESTERO
+ 41 44 585 9019)
OPPURE VISITARE IL SITO**

WWW.OMNIPOD.COM >

1. Riempire il Pod

Riempire il Pod con un massimo di 200 unità di insulina.

2. Applicare il Pod

Il Pod senza tubi può essere applicato su quasi tutti i siti in cui si potrebbe praticare un'iniezione.

3. Toccare “Start” (Avvio) sul PDM

La piccola cannula flessibile si inserisce automaticamente; non la vedranno mai e quasi non ne avvertiranno la presenza.

L'immagine della schermata è puramente esemplificativa e ha solo valore illustrativo.





Taylor F.
PODDER™ DAL 2017

Erogazione di una dose precisa di insulina con pochi tocchi delle dita


Domande?

**PUOI CHIAMARCI
QUANDO VUOI A
0800 897618[†]
(DALL'ESTERO
+ 41 44 585 9019)
OPPURE VISITARE IL SITO**

WWW.OMNIPOD.COM >



Design suggerito dai Podder™



Meno tempo dedicato ai calcoli = più tempo per goderti il cibo

- > Dosaggio del bolo rapido e facile grazie al suggeritore incorporato.


Touchscreen semplice, colorato e intuitivo

- > Facile da usare.
- > Discreto.
- > Interfaccia familiare, simile a uno smartphone.

Erogazione personalizzata di insulina

- > Possibilità di definire preimpostazioni specifiche.
- > Possibilità di impostare la velocità basale a zero.
- > Possibilità di impostare i rapporti frazionali dei carboidrati (0,1 g/U).
- > Monitoraggio della posizione del Pod per contribuire a proteggere l'integrità della cute e ottimizzare l'assorbimento di insulina.

Fino a 3 giorni di erogazione di insulina senza interruzione*



*Numero medio di iniezioni necessarie ogni 3 giorni (MDI: ~4,5 per giorno)

Inserimento sempre corretto, senza l'uso delle mani

- > Senza bisogno di vedere o toccare l'ago di inserimento.
- > La funzione di inserimento automatico del Pod permette di applicarlo agevolmente su una varietà di siti.

Erogazione di insulina in modo discreto

- > Non si devono più interrompere le proprie attività giornaliere per eseguire manualmente le iniezioni
- > Il Pod Omnipod DASH® è piccolo, leggero e discreto

Modificare il trattamento è facile

- > Regolazione della velocità basale rapida e semplice.
- > Erogazione di insulina a incrementi di 0,05 unità.
- > Memorizza fino a 90 giorni di dati.



Nathaniel P.
PODDER™ DAL 2014

Quali sono alcuni dei vantaggi per i Podder™?

Domande?

**PUOI CHIAMARCI
QUANDO VUOI A
0800 897618[†]
(DALL'ESTERO
+ 41 44 585 9019)
OPPURE VISITARE IL SITO**

WWW.OMNIPOD.COM >





Giuliana P.

PODDER™ DAL 2016

È necessario che consulti il tuo referente medico per valutare l'idoneità di tuo(a) figlio(a) all'uso del sistema per la gestione insulinica Omnipod DASH*.

Impermeabile*

- > Non serve rimuoverlo per fare la doccia o nuotare.
- > I bambini possono continuare a ricevere l'insulina senza interrompere le proprie attività preferite.

Comodo e senza tubi

- > Non è più necessario scegliere l'abbigliamento idoneo a nascondere voluminosi microinfusori.
- > Nessuna limitazione di movimento; ideale per i bambini particolarmente attivi.
- > Non ci si deve più preoccupare che i tubi possano staccarsi.
- > Nessuna delle complicazioni tipiche dei set di infusione.

Azzeramento della velocità basale

- > I bambini con scarso fabbisogno insulinico possono impostare i propri segmenti basali a 0,00 unità/ora.

*Il Pod è impermeabile fino a 7,6 metri e fino a un massimo di 60 minuti (IP28). Il Personal Diabetes Manager non è impermeabile.

Per Katie, la vita da Podder™ è molto, molto più piacevole

Domande?

**PUOI CHIAMARCI
QUANDO VUOI A
0800 897618[†]
(DALL'ESTERO
+ 41 44 585 9019)
OPPURE VISITARE IL SITO**

WWW.OMNIPOD.COM >

Scuola, sport e un sacco di divertimento

- > Dopo sei mesi di svariate iniezioni giornaliere, Katie adora il modo in cui il Pod le permette di vivere in modo più spontaneo.

“D'estate andiamo al lago e ora posso nuotare, praticare escursionismo e kayak con i miei amici senza limitazioni. Ora è tutto molto più semplice.”

“ Io non ho tempo per rallentare. Con il Pod, non devo farlo. ”

Katie R.
PODDER™ DAL 2015

Questa testimonianza di un utilizzatore del sistema Omnipod® si riferisce al caso di una risposta individuale al trattamento con il sistema Omnipod®. Il caso è reale, comune e documentato. Ciò nonostante, la risposta individuale non fornisce alcuna indicazione, guida o garanzia in merito alla possibile risposta di altre persone all'uso del sistema Omnipod®, la cui risposta potrebbe essere diversa. Consulta il tuo referente medico per il diabete per stabilire se il sistema Omnipod® è indicato nel tuo caso.



Rendi più semplice la visualizzazione dei dati di tuo(a) figlio(a)

Domande?

**PUOI CHIAMARCI
QUANDO VUOI A
0800 897618[†]
(DALL'ESTERO
+ 41 44 585 9019)
OPPURE VISITARE IL SITO**

WWW.OMNIPOD.COM >





diasend® fornito da Insulet

- > Permette a te e ai tuoi referenti medici di accedere in modo continuo ai tuoi dati grazie al sistema di gestione dei dati diasend® fornito da Insulet
- > Elimina i tempi di caricamento dei dati durante le visite ambulatoriali
- > Permette a te e ai tuoi referenti medici di collaborare al trattamento e di prendere migliori decisioni per la gestione del diabete.



Eccezionale servizio di supporto e assistenza clienti

Domande?

**PUOI CHIAMARCI
QUANDO VUOI A
0800 897618[†]
(DALL'ESTERO
+ 41 44 585 9019)
OPPURE VISITARE IL SITO**

WWW.OMNIPOD.COM >



Archie H.
PODDER™ DAL 2017

omnipod[®]
Support
Programme

Supporto al prodotto

- > Disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche quando ti trovi all'estero.

**PROVA COME CI SI SENTE A
INDOSSARE UN POD. PER RICEVERE
UN KIT POD EXPERIENCE*
VISITAWWW.OMNIPOD.COM**

L'immagine della schermata è puramente esemplificativa e ha solo valore illustrativo.

Offerte di programmi

Pod dimostrativo** (kit Pod Experience)

- > Prova a casa un Pod dimostrativo gratuito, non funzionante, per avere un'idea del sistema Omnipod DASH® prima di iniziare a usarlo.

Formazione all'uso del sistema Omnipod DASH®

- > Parla con il tuo referente medico per saperne di più sui servizi di formazione disponibili per tutti i nuovi Podder™.

Risorse didattiche e formative

- > Sono disponibili video procedurali, guide sulle risorse, utili consigli e suggerimenti, oltre a un supporto didattico e formativo supplementare; qui puoi accedere alle risorse formative 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Programma di prestito di un PDM per le vacanze***

- > Ti supportiamo ovunque ti trovi nel mondo. L'offerta di un PDM in prestito per le vacanze è soggetta a disponibilità; contatta il team di assistenza clienti Omnipod® per maggiori informazioni.

Riordino di materiali di consumo***

- > Ora i Pod possono essere ordinati online direttamente dal nostro sito web. Per istruzioni su come preordinare Pod o altri articoli di consumo, contatta il team di assistenza clienti Omnipod®.

Programma di smaltimento dei Pod

- > Il programma di smaltimento dei Pod di Insulet offre ai Podder™ un metodo alternativo per smaltire i Pod usati, in modo da ridurre il materiale inviato alle discariche ed evitare l'eccesso di rifiuti. Contatta il team di assistenza clienti Omnipod® per saperne di più su come funziona il programma di smaltimento dei Pod Insulet e richiedere il primo kit di smaltimento.

Insulet collabora con Glooko® + diasend®

- > Con Glooko + diasend® gli utenti hanno accesso ai propri dati sul diabete su un'unica piattaforma di semplice utilizzo. diasend® fornito da Insulet ti permette di rivedere i dati correlati al diabete sullo smartphone o il PC, capire il rapporto causa-effetto tra le tue attività e i valori glicemici e condividere agevolmente i dati del diabete con il tuo referente medico.

*Il kit Pod Experience non è disponibile per l'ordinazione diretta da parte di pazienti in Francia, Austria e Svizzera. Per questi Paesi, i kit Pod Experience sono disponibili solo attraverso gli operatori sanitari.

**Il Pod fornito come campione non contiene l'ago e non è funzionante; può essere indossato per un massimo di 3 giorni.

***Non disponibile in tutti i paesi, contatta il team Customer Care Omnipod locale.

Dati tecnici

Design del Pod

Dimensioni

3,9 cm larghezza x 5,2 cm lunghezza x 1,45 cm altezza

Insulina

Contiene fino a 200 unità di insulina ad azione rapida U-100

Peso medio

26 grammi senza insulina

Funzioni del Personal Diabetes Manager (PDM)

Allarmi

Allarmi a volume regolabile e vibrazione

Avvisi/promemoria

Promemoria glicemia

Scadenza Pod

Serbatoio quasi vuoto

Promemoria bolo

Promemoria programma

Altre funzioni

Touchscreen LCD da 4,0 pollici

Suggeritore di bolo

Tecnologia wireless Bluetooth®

Conserva fino a 90 giorni di dati

Erogazione del bolo

Incrementi bolo

0,05 unità

Fattore di correzione

da 1:1 a 1:400 mg/dL a incrementi di 1 mg/dL

da 0,1 a 16,7 mmol/L a incrementi di 0,1 mmol/L

Rapporto insulina/carbo

da 1:1 a 1:150 grammi a incrementi di 0,1 grammi

Quantità massima di un bolo

30 unità

Erogazione di insulina basale

Basale minima

0,00 unità/ora

Basale massima

30 unità/ora

Incrementi basale

0,05 unità/ora

Durata basale temporanea

Da 30 minuti a 12 ore

Incrementi di 30 minuti



Archie H.

PODDER™ DAL 2017

Informazioni importanti sulla sicurezza

Il sistema per la gestione insulinica Omnipod DASH® è destinato alla somministrazione sottocutanea di insulina a velocità impostate e variabili, per la gestione del diabete mellito in pazienti insulino-dipendenti.

Il sistema Omnipod DASH® è stato testato e dichiarato sicuro per l'uso con la seguente insulina U-100: Novolog®/NovoRapid®, Humalog®, Fiasp®, Admelog® o Apidra®. Consultare il manuale d'uso del sistema per la gestione insulinica Omnipod DASH® per informazioni complete sulla sicurezza, comprese indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e istruzioni.



WWW.OMNIPOD.COM >

† Le telefonate possono essere monitorate e registrate a scopo di valutazione della qualità. Le chiamate ai numeri 0800 sono gratuite dai telefoni fissi locali, ma queste chiamate potrebbero essere soggette ad addebito da parte di alcune reti.

©2020 Insulet Corporation. Omnipod, il logo Omnipod, DASH, il logo DASH e Podder sono marchi commerciali o marchi registrati di Insulet Corporation negli Stati Uniti e in diverse altre giurisdizioni. Tutti i diritti riservati. Glooko e diasend sono marchi commerciali di Glooko, Inc. e il loro utilizzo è stato autorizzato. I marchi denominativi e i loghi Bluetooth® sono marchi commerciali registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Insulet Corporation è soggetto a licenza. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. L'uso di marchi di terze parti non ne rappresenta alcun avallo né implica alcuna relazione o altra affiliazione. Zugerstrasse 74, 6340 Baar. INS-ODS-10-2019-00117-V2

Frankie C.
PODDER™ DAL PRIMA DI
IMPARARE A CAMMINARE

